

AUFSTEHSESSEL MIT 1 ODER 2 MOTOREN

MELO

Auf das Wesentliche konzentriert


NEUE EASYCLEAN-BESCHICHTUNG, DIE LEICHT ZU REINIGEN IST UND FLECKABWEISENDE EIGENSCHAFTEN AUFWEIST

STARKE PUNKTE

- Seidig, bequem und weich im Griff
- Ein modernes und klares Design".
- Ein schlichter Sessel, bequem und günstig.
- Homogen durchgehender Sitz mit integrierter Beinstütze
- Ausgestattet mit einer einfachen und funktionellen Fernbedienung
- Kompaktes Modell
- Optional kabelloser Betrieb mit Betthium-Akku (Siehe S.17)




GRÖSSE



(Siehe S.2)


POSITIONEN



2 MOTOREN VERSION Mechanismus für einziehbare Rollen. Die Rollen werden durch einfaches Treten auf ein Pedal auf der Rückseite des Sessels ein- und ausgeklappt. Zum Bewegen des Sessels wenn niemand im Sessel sitzt.

2 MOTOREN VERSION Verlängerung der Fußstütze zur Verbesserung des Komforts durch Unterstützung der Füße bei längerer Liegeposition im Sessel.

STOFF EASYCLEAN R (SIEHE S.2)




Graubraun
(REF. 121-23)
(REF. 120-29) 2 MOTOREN

Hellgrau
(REF. 121-34)

Anthrazit
(REF. 121-27)
(REF. 120-27) 2 MOTOREN

ABMESSUNGEN in cm. + oder - 2cm



Abstand von der Wand 55 cm

1 MOTOR VERSION mit Variodiff- Mechanismus, um von der TV-Position zu profitieren

